

Allgemeine Beschreibung:

Kieferorthopädische Drahtvorrichtungen werden für die Ausrichtung und Optimierung der Gebissanatomie verwendet, zusammen mit einem Bracketsystem, das in einer kieferorthopädischen Praxis auf dem Zahn des Patienten aufgebracht wird. Kieferorthopädische Drahtvorrichtungen bestehen aus Bogendrähten, Ligaturbindungen, Sicherungsdraht, Zubehör und Schraubenfedern.

Gebrauchsanweisung:

Kieferorthopädische Drahtvorrichtungen werden bei der Ausrichtung und Optimierung der Gebissanatomie verwendet, zusammen mit einem Bracketsystem. Dieses System kommt in der Behandlung von jugendlichen und erwachsenen Patienten nach Ermessen des behandelnden Arztes zum Einsatz. Diese Vorrichtungen sind nur zur Verschreibung und Verwendung durch Zahnärzte und Kieferorthopäden vorgesehen.

Produktanwendung:

Der Zahnarzt oder Kieferorthopäde entscheidet über die geeigneten Vorrichtungen, Materialquerschnitte und Materialarten, die für jede individuelle Patientenbehandlung zum Einsatz kommen. Der Zahnarzt oder Kieferorthopäde weiß, welche Vorrichtungen in welcher Behandlungsphase des Patienten benötigt werden.

**Artikelnummer und Produktbeschreibung:**

Siehe jeweiliges Produktetikett für die Artikelnummer und Produktbeschreibung.



Gibt den Chargencode des Herstellers an, damit die Charge oder das Los identifiziert werden kann.

Informationen über die Materialzusammensetzung:

Detaillierte Informationen über die Materialzusammensetzung finden Sie auf der Website von Acme Monaco oder in den Verkaufsunterlagen. Website: www.acmemonaco.com

**Warnung:**

Kieferorthopädische Drahtvorrichtungen sind für den Einmalgebrauch vorgesehen. Die Wiederverwendung von kieferorthopädischen Drahtvorrichtungen kann die Produktleistung verschlechtern und zu einer Verletzungsgefahr für den Patienten führen.

**Warnung:**

Kieferorthopädische Drahtvorrichtungen werden unsteril verkauft.

**Warnung:**

Dieses Produkt könnte Nickel und/oder Chrom enthalten (siehe produktspezifische Kennzeichnung). Es ist bekannt, dass ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung gegen Nickel und/oder Chrom allergisch reagiert. Für Patienten mit bekannten Allergien sollten Vorrichtungen ausgewählt werden, die keine allergische Reaktion auslösen. Sollte es zu einer allergischen Reaktion kommen, entfernen Sie die Vorrichtung umgehend.

**Warnung:**

Krebs und reproduktive Schäden. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov



Lagerung und Handhabung:

Kieferorthopädische Drahtvorrichtungen werden unsteril in Einzelverpackungen oder Großpackungen verkauft. Es sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Das Produkt kann in der bereitgestellten Verpackung gelagert werden. Vermeiden Sie einen groben Umgang mit dem Produkt, um Verformung oder Schäden an der Produktverpackung zu vermeiden. Sollte die Verpackung der Vorrichtung kompromittiert und/oder Vorrichtungen beschädigt worden sein, dürfen diese nicht verwendet werden.

Allgemeine Informationen:

Es sind keine Informationen verfügbar, die die Verwendung von handelsüblichen Produkten zur Mundpflege ausschließen.

Das Kauen von harten Lebensmitteln könnte zum Brechen, Ablösen oder Lockern einer Vorrichtung oder damit zusammenhängenden Elementen führen.

Einige Sportarten könnten zu Schäden an der kieferorthopädischen Drahtvorrichtung und/oder damit zusammenhängenden Elementen führen. Hierdurch besteht eine Gefahr bei bestimmten Sportverletzungen. Halten Sie mit Ihrem Zahnarzt oder Kieferorthopäden Rücksprache, um Sicherheitsvorkehrungen zu besprechen.

Kieferorthopädische Drahtvorrichtungen wurden nicht auf ihre Kompatibilität in einer MRT-Umgebung geprüft. Informieren Sie im Fall eines MRT oder einer anderen radiologischen Untersuchung vor der Durchführung immer das medizinische Personal, damit entsprechende Vorkehrungen getroffen werden können.

Zusätzliche Informationen: Siehe Acme Monaco Website oder die Verkaufsunterlagen für Konfigurationen, Materialien, Materialquerschnitte und die Leistungsdaten des Produktes. Website: www.acmemonaco.com



Acme Monaco Corporation
75 Winchell Road
New Britain, CT. 06052 USA
Tel.: 001.860.224.1349
www.acmemonaco.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Deutschland